

Das Geheimnis des Schlafens

Unternehmensphilosophie

Dafür stehen wir mit unserem Namen

Das moderne Leben stellt immer größere Anforderungen an jeden Einzelnen von uns, deshalb sollten wir Alles daran setzen, unsere Gesundheit so lange wie möglich zu erhalten. Viele Menschen leiden an Schlafstörungen und fühlen sich morgens eher „schlapp“ und nicht ausgeruht. Erholsamer Schlaf und eine gesunde Ernährung sind dabei eine Grundvoraussetzung.

Man sagt nicht umsonst:

„Guter Schlaf ist die beste Medizin.“

Auch falsche Ernährung bietet die Grundlage für eine häufige Krankheitsanfälligkeit. Ein gesunder und erholsamer Schlaf, ausreichende Bewegung, sowie richtige Ernährung sind der Schlüssel für ein gesundes Leben. Genau das haben wir uns zur Aufgabe gemacht.

Unternehmensgründer Paul Neumann und seine Frau Irene Neumann leiten mit ihren Kindern gemeinsam das Unternehmen „Star Naturwollprodukte und mehr...“ e.K.“ mit Hauptsitz in Schwäbisch Gmünd-Bargau.

Corporate Philosophy

This is what our name stands for

Modern life presents us with extraordinary challenges. Maintaining a healthy lifestyle allows us to face those challenges head on. In order to achieve optimal health we need to sleep well, get adequate exercise, and eat a healthy diet. Many people are afflicted with sleep disturbances and feel exhausted in the morning. Lack of sleep can adversely affect us both physically and emotionally.

It is not in vain that people say:

„Bed, or rest, is the best medicine.“

Eating the wrong foods can result in frequent illnesses or reduced energy. Lack of adequate exercise can lead to obesity, reduced stamina and disease. Sleep, exercise and diet, the three essential components of a healthy lifestyle, are the speciality of our company

Company founder Mr. Paul Neumann and his wife Mrs. Irene Neumann operate their business with their children „Star Naturwollprodukte und mehr...“ e.K.“ headquarters in Schwäbisch Gmünd-Bargau.

Философия предприятия

Мы ручаемся 'за это нашим именем

„Современная жизнь предъявляет к нам все более высокие требования. Поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы оставаться как можно дольше здоровыми. Основным условием при этом является хороший спокойный сон и правильное питание.“

Не случайно говорят:

„Хороший сон - это лучшее лекарство.“

При этом каждый третий страдает от нарушений сна и чувствует себя утром “разбитым” и не отдохнувшим. А также неправильное питание делает наш организм восприимчивым к болезням. А именно- осуществление этой задачи мы ставим перед собой.

Здоровый и спокойный сон, адекватные упражнения а так же правильное питание являются залогом здорового образа жизни.

Основатель предприятия Пауль Нойманн с женой Ирэне и детьми, руководят предприятием „Star Naturwollprodukte und mehr...“ e.K.“ Главный офис фирмы находится в Schwäbisch Gmünd-Bargau.

Seit dem Jahr 2000 schätzen wir als Unternehmen das Vertrauen, das uns und unseren Produkten entgegengebracht wird.

Deutschlandweit sind mittlerweile hunderte Mitarbeiter in mehreren Niederlassungen für uns tätig.

Desweiteren finden Sie uns auch in Österreich, Italien, Belgien, Polen, der Tschechischen Republik, Griechenland, Ukraine, Russland, Israel und in weiteren internationalen Ländern.

Since 2000 we as a company appreciate the trust that is placed in us and our products.

We currently employ several hundred workers in our subsidiaries in Germany.

We also have subsidiaries in Austria, Italy, Belgium, Poland, the Czech Republic, Greece, Ukraine, Russia, Israel and other international locations.

В компании с 2000 года. Мы ценим доверие наших клиентов, доверяющих нам и нашей продукции.

В настоящее время несколько сотен торговых представителей фирмы заняты в филиалах Германии, а также в филиалах других стран.

Наши филиалы находятся в Австрии, Италии, Бельгии, Польше, Чехии, Греции, Украине, России, Израиле и других странах.



star-medico®

Royal-Deluxe Massagebett

(Höhe: 29 cm)

mit Oszillation und Shiatsu Massagesystem

star-medico®

Royal-Deluxe Massage Bed

(Height: 29 cm)

with oscillation and Shiatsu massage system

star-medico®

Королевская люксус-массажная

кровать (высота: 29 cm)

с колебаниями и с массажем системы шиацу

In unserem star-medico® Royal-Deluxe Massagebett haben wir durch die Kombination der Oszillationstherapie und der Shiatsu-Massage ein einzigartiges Wellness-System geschaffen. Shiatsu-Massage, die ursprünglich aus Japan stammt, fördert die Entspannung, das Wohlfühlen und die Regeneration des Organismus. Bei der Shiatsu-Massage werden Kenntnisse aus der traditionellen chinesischen Medizin mit modernen Methoden kombiniert. Hierbei wird mittels verschiedener Drucktechniken der Finger, den Händen oder der Ellenbogen am bekleideten Körper gearbeitet. Diese Drucktechniken haben wir in eine komplett mechanische Einheit verpackt, sodass jeder in den Genuss dieser entspannenden Anwendung kommen kann.

Shiatsu, which originated in Japan, promotes relaxation and a sense of well-being. It enhances both recovery and regeneration of organisms. Shiatsu makes use of a variety of pressure techniques applied to fingers, hands, or elbows. In Shiatsu, the knowledge of traditional techniques is combined with modern methods. We have put together all of these pressure techniques in one complete mechanical unit, so that anyone can utilize this relaxing practice. In our star-medico® Royal-Deluxe Massage Bed you have the options and advantages of oscillation therapy combined with an oasis for your personal needs.

Система Шиацу возникла в Японии и служит для отдыха и хорошего самочувствия. Массаж шиацу способствует восстановлению и регенерации организма. При этом применяются различные методы массажа как: надавливание пальцами, руками или локтем. Во время массажа человек может быть полностью одет. Накопленный опыт традиционной китайской медицины, при применении массажа шиацу, сочетается с современными методами массажа. Для вас мы объединили эту технику давления в комплекте механического устройства, чтобы каждый смог наслаждаться воздействием, способствующим отдыху. В нашей star-medico® Роял-Делuxe массажной кровати объединены преимущества осцилляционной терапии с массажной системой шиацу и таким образом создан оазис для вашего персонального хорошего самочувствия.

star-medico®

Ergoflex Comfort 4-teilig

(Höhe: 21 cm oder 29 cm)

mit Oszillation (anerkanntes Therapieverfahren)

star-medico®

Ergoflex Comfort 4-pieces

(Height: 21 cm or 29 cm)

with oscillation (acknowledged Therapy Method)

star-medico®

Эргофлекс Комфорт
из 4-х частей

(высота матраса: 21 см или 29 см)

с колебаниями (осцилляция)
признанные лечебные процедуры

Ein neues Zeitalter gesunden Schlafes hat begonnen. In der star-medico® Ergoflex Comfort Matratze verbinden wir Hygiene, Komfort und Oszillation in einem Bett, um das Wohlbefinden zu steigern. Die speziell integrierte Oszillation, die von Therapeuten für häufig auftretende Befindlichkeitsstörungen entwickelt wurde, lässt sich einfach über eine speziell angefertigte Fernbedienung mit vorinstallierten Programmen bedienen. Sie haben die Wahl, ob Sie nur einzelne Körperzonen oder den ganzen Körper mit den angenehmen Schwingungen stimulieren möchten.

A new age of healthy sleep has begun. Our company recognizes the relationship between optimal sleep and well-being by combining hygiene, comfort and therapy. Your body will thank you when you sleep well, and you will be rewarded with clarity and energy when you awaken. The integrated special oscillation for common health complaints can be easily operated utilizing pre-installed programs. You have a choice whether you want to stimulate only certain areas of the body or the whole body with pleasant, relaxing vibrations.

Началась новая эпоха здорового сна. Для того чтобы улучшить ваше самочувствие мы объединили всё в одну кровать, гигиену, комфорт и терапию. Поэтому вы сможете наслаждаться состоянием хорошего сна, ваше тело будет вам благодарно. Интегрированная специальная осцилляционная терапия, которая была разработана терапевтами при часто появляющихся общих жалобах на здоровье, легко управляется с помощью предварительно установленных программ. Таким образом у вас есть выбор-хотите ли вы стимулировать приятной осцилляцией только определенные участки тела или полностью всё тело.

Tencel®

Botanische Fasern aus Eukalyptusholz

Tencel® besitzt ein einzigartiges Feuchtigkeitsmanagement, das auf die Struktur der sehr feinen Nanofibrillen im Faserinneren zurückzuführen ist. Diese Fasern agieren wie ein mikroskopisches Kanalsystem, welches die Feuchtigkeit vom Körper entnimmt und eine Wohlfühlzone auf der Haut erzeugt.

Zusätzlich wird dank der Verbindung mit **Silver Vital Plus®** das Bakterienwachstum im Textil verringert. Die wohl vielseitigste Faser, die das Höchste an Hygiene bietet. Schimmelpilze, Bakterien, Milben und Schweißgeruch haben kaum Lebensraum und das ohne Zusatz von Chemie.

Bestes Feuchtigkeitsmanagement
Optimum moisture management
Самый лучший регулятор влажности

TENCEL®
COTTON®
Тенсель®

Baumwolle
Cotton
Хлопок

Polyester
Polyester
Полиэстер

Wasser ist blau gefärbt
Water is coloured blue
Вода окрашена синим цветом

Tencel®

Botanical fiber from eucalyptus wood

Tencel® has a unique way of controlling humidity because of the fine nanofibril in the internal structure of the threads. These threads act as a kind of microscopic canal system which transports the body's humidity away from the skin making you feel comfortable and relaxed

In addition, this unique system **Silver Vital Plus®** ensures that you will be protected from mildew, bacteria and mites while also benefiting from Tencel's odor-free design without the addition of chemicals.

Perfekte Klimaeigenschaften

WASSERDAMPFAUFNAHME BEI EXTREMER LUFTFEUCHTIGKEIT

Perfect climate qualities

STEAM ADMISSION WITH EXTREME AIR HUMIDITY

Превосходные климатические качества

ПРИНЯТИЕ ВОДЯНОГО ПАРА ПРИ КРАЙНЕЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

Polyester
Polyester
Полиэстер

Baumwolle
Cotton
Хлопок

Wolle
Wool
Шерсть

TENCEL®
TENCEL®
Тенсель®

Tencel®

Ботаническое волокно из древесины эвкалипта

Волокно ткани Tencel® обладает уникальным свойством по регулированию влажности, структурой которого являются очень тонкие нановолокна в волокнистой внутренней части. Эти волокна действуют как микроскопические канальные системы, которые транспортируют влагу от тела и создают зону комфорта на коже. Дополнительно, покрытие **Silver Vital Plus®** предотвращает размножение бактерий в тканях. Пожалуй это самые универсальные волокна, которые вместе могут создавать наивысшую гигиену. Плесень, бактерии, пылевые клещи и запах пота почти не имеют среду для обитания и это всё без каких-либо химических добавок.

Natürlicher Bakterienchutz
Natural bacteria protection
природная Защита против бактерий

Polyamid
Polyamide
Полиамид

Polyester
Polyester
Полиэстер

Polypropylen
Polypropylene
Полипропилен

Baumwolle
Cotton
Хлопок

TENCEL®
TENCEL®
Тенсель®

SilverVital Plus®

„Silber ist nicht nur beim Schlafen Gold wert“

Silver Vital Plus® ist unsere eigene Marke, die aus einer sehr hochwertigen Naturfaser, mit 3% Silberfadenanteil, besteht. Bis zu Beginn dieses Jahrhunderts hatte Silber eine große medizinische Bedeutung, die immer mehr in Vergessenheit geriet. Heute entdeckt man seine Wirkung als Naturantibiotika wieder. Kolloidales Silber eliminiert in höchstens sechs Minuten jede Art von Pilzinfektionen, Viren, Bakterien, Streptokokken, Staphylokokken und andere pathogene Organismen, wie die Hausstaubmilben und wirkt dabei auch noch geruchsneutralisierend. Es ist nach heutigem Wissensstand kein Bakterium bekannt, welches nicht durch kolloidales Silber abgetötet wird. Selbst bei hohen Konzentrationen gilt es als nebenwirkungsfrei.

SilverVital Plus®

“Silver is worth gold not only during sleep”

Silver Vital Plus® is our own brand, which is a very high quality natural fiber with 3% Silver thread share. Until the beginning of this century silver was recognized for its medicinal properties. Today, its healing properties are being rediscovered. Within four to six minutes, colloidal silver eliminates a variety of fungal infections, viruses, bacteria, streptococcus, staphylococcus, and other pathogens such as house dust mites. It also serves as an odor neutralizer. According to current scientific knowledge there is no known bacteria which cannot be eliminated by colloidal silver. Even in high concentrations it has no side-effects.

®

SilverVital Plus®

„Серебро не только во время сна имеет вес золота“

Silver Vital Plus® является нашим собственным брендом, который состоит из очень высокого качества натурального волокна с содержанием 3% серебряной нити. До начала этого столетия серебро имело существенно лечебное предназначение, которое со временем забылось. Сегодня снова используют лечебные свойства серебра как природные антибиотики. Кolloидное серебро устраняет максимально в течение 6 минут все виды грибковых инфекций, вирусов, бактерий, стрептококков, стафилококков и других патогенных организмов, таких как акарициды (клещ домашней пыли). А также коллоидное серебро обладает дезодорирующим действием. На современном уровне развития нет таких известных науке бактерий, которые не удалялись бы коллоидным серебром. Даже при высоких концентрациях коллоидное серебро не вызывает побочных действий.

star-medico[®] Ergoflex Anti-Allergie-Bezug

Das clevere Drei-Schichten-Modell

1. Die erste, äußere Schicht besteht aus einem dehnbaren und vorgewaschenen Tencel[®] Gewebe mit Silver Vital Plus[®], das beim Waschen nicht eingeht.

2. Die zweite Schicht besteht aus einer speziell entwickelten Klimahohlfaser, welche atmungsaktiv und wärmeisolierend wirkt. Die Faser kann die Körperwärme aufnehmen, und die gespeicherte Wärme halten. Gleichzeitig kann durch diese einzigartige Luftzirkulation das Schwitzen verhindert werden.

3. Die dritte, innere Schicht ist ein hochwertiges Funktionsgewebe. Dieses ist extrem punktelastisch, atmungsaktiv, antibakteriell und wird aus Kostengründen bei herkömmlichen Matratzenbezügen nicht verwendet.

star-medico[®] Ergoflex Anti-Allergenic Cover

The clever three-layer model

1. The first outside layer is made of an elastic and pre-washed Tencel[®] fabric with Silver Vital Plus[®], that does not shrink when washed.

2. The second layer is made of a uniquely developed hollow, thermal, and breathable fiber which is heat-insulated. The fiber stores body heat, and the stored heat is maintained, keeping you warm. At the same time its distinctive air circulation system inhibits unpleasant perspiration.

3. The third internal layer is composed of a high-quality functional fabric. It is extremely point-elastic, breathable, and antibacterial which due to cost, is not generally used in convention mattress covers.

star-medico[®] Эргофлекс- противо- аллергенные чехлы

Уникальная трёхслойная модель

1. Наружный слой состоит из эластичной и предварительно промытой ткани Tencel[®] с Silver Vital Plus[®], который при стирке не садится.

2. Второй слой состоит из специально разработанного теплоизоляционного и воздухопроницаемого волокна с продольно-воздушным каналом. Это означает, волокно аккумулирует тепло, но одновременно благодаря уникальной циркуляции воздуха, уменьшает потоотделение.

3. Внутренний слой- это высоко качественная функциональная ткань. Она чрезвычайно эластичная, воздухопроницаемая, antibakteriell и которой по причинам стоимости нет в обычных намотрасниках.

star-medico® Ergoflex Matratzenkern

mit druckentlastender Lamellentechnologie

Die speziell entwickelte star-medico® Ergoflex Matratze hat einen hoch punktelastischen orthopädischen Matratzenkern, der sich dem daraufliegenden Menschen anpasst. Beim star-medico® Ergoflex Matratzenkern können schwerere Körperteile, wie die Schultern und das Becken, im Kern einsinken, während die leichteren Körperteile, wie die Lendenwirbelsäule und das Kniegelenk, punktuell unterstützt werden. Durch diese Lamellentechnologie kann eine bessere Durchblutung sowie die Entlastung der Wirbelsäule und der Bandscheiben erreicht werden.

star-medico® Ergoflex mattress

with pressure relieving slat technology

The exclusive star-medico® Ergoflex is a high point-elastic orthopedic mattress, which offers full body support. With the star-medico® Ergoflex, heavier parts of the body such as the shoulders and pelvis can easily sink into the core, while the lighter body parts like the lumbar spine and the knee joint can be supported individually. With this level of support and the level of relaxation that it promotes, pressure on the lumbar spine is much reduced. As a consequence, circulation improves and intra-vertebral discs are rejuvenated.

star-medico® матрас Эргофлекс (ядро)

С разгружающей технологией давления ламелей

Специально разработанный star-medico® Эргофлекс матрас, это весьма упругий и эластичный ортопедический матрас, который принимает форму тела человека и наилучшим образом её поддерживает. Благодаря этому более тяжёлые части тела (таз, плечи) могут беспрепятственно погружаться в матрас, а лёгкие части тела - поясничный лордоз, коленные суставы - пунктуально поддерживаются. Таким образом возможен наиболее благоприятный отдых, а также разгрузка позвоночника и межпозвоночных дисков, что благодаря декомпрессии дополнительно помогает хорошему кровоснабжению тела.

star-medico® Kopfkissen & Oberbett

mit KlimaAktiv-Tencelgewebe und
Silver Vital Plus®

KlimaAktiv-Kopfkissen:

- Individuell höhenverstellbar durch das herausnehmbare Inlett und der Füllung

OrthoRelaxe:

- Kopfkissen aus Viscoschaum

KlimaAktiv Oberbett und Kopfkissen:

- Waschbar bei 60°C
- Antiallergisch und antistatisch
- Stoff enthält 3% Silberfäden
- Tencel® und Silver Vital Plus® klimaregulierend
- Passt sich optimal der Körperform an
- Bezug separat waschbar
- Lange Lebensdauer
- Größe: 135/155/180/200 x 200/220/240 cm
- 5 Jahre Vertrauensgarantie
- Qualität: Made by Star Naturwollprodukte und mehr...*e.K.

star-medico® Pillow & Duvet

with the ThermoActive Tencel®-textiles
and Silver Vital Plus®

ThermoActive-pillow:

- Height can be individually adjusted through the stitching and filling

OrthoRelaxe:

- Pillow visco foam

ThermoActive-pillow and duvet :

- Washable at 60°C
- Antiallergic and antistatic
- Material contains 3% silver thread
- Tencel® and Silver Vital Plus® climate regulation
- Adapts perfectly to bed shape
- Cover can be washed separately
- Excellent durability
- Size: 135/155/180/200 x 200/220/240 cm
- 5 year warranty
- Quality: Made by Star Naturwollprodukte und mehr...*e.K.

star-medico® Подушки и одеяло

с КлимаАктив-ткань Tencel® и
Silver Vital Plus®

КлимаАктив подушка:

- индивидуально регулируемая по высоте посредством вынимания наполнителя из подушки

ОртоРелакс:

- Подушка из вязкой пены

КлимаАктив одеяло и подушки:

- стирать при температуре - 60 градусов
- обладает антиаллергическими и антистатическими свойствами
- ткань содержит 3% серебряную нить
- Tencel® и Silver Vital Plus® регулируют температурный режим
- приспосабливается к форме тела
- отдельно стирающийся чехол
- длительный срок эксплуатации
- Размеры: 135/155/180/200 x 200/220/240 см
- 5 летняя доверительная гарантия
- Качество: Made by Star Naturwollprodukte und mehr...*e.K.

Größe: 70/80/90/100/120/140 x 190/200/210/220 cm

Size: 70/80/90/100/120/140 x 190/200/210/220 cm

Размеры: 70/80/90/100/120/140 x 190/200/210/220 см

- manuell verstellbar

- manually adjustable

- регулируется вручную

- motorisch verstellbar

- electrically adjustable

- с моторизованной регулировкой

star-medico® Pad Flex Ortholine Betteinsatz

Ergonomischer Liegekomfort

Für eine orthopädische Matratze sollte man unbedingt einen gut funktionierenden Betteinsatz verwenden, um die Funktionalität der Matratze zu unterstützen. Der flexible star-medico® Pad Flex Ortholine Betteinsatz dient als perfekter Unterbau für die orthopädische star-medico® Ergoflex Matratze und sollte für eine optimale Lagerung mitverwendet werden. Zu unserem Schlaf-Therapie-System (STS) wird der star-medico® Pad Flex Ortholine Betteinsatz sowohl mit manueller als auch motorischer Verstellung angeboten.

star-medico® Pad Flex Ortholine frame

Ergonomic reclining comfort

An orthopedic mattress should have a well-functioning bed insert to ensure optimal performance. The flexible star-medico® Pad Flex Ortholine frame serves as a perfect base for the orthopedic mattress and should be necessarily used for optimal storage. In addition to our Sleep-Therapy-System (STS), the star-medico® Pad Flex Ortholine frame, is equipped with a manual or motorized adjustment.

star-medico® Пад Флекс Ортолайн

регулируемое основание
Эргономический комфорт лежания

Для ортопедического матраса обязательно должно использоваться хорошо функционирующее основание кровати для селективной поддержки тела. Наше регулируемое основание кровати star-medico® Пад Флекс Ортолайн служит идеальной основой для ортопедического матраса star-medico® Эргофлекс и должно непременно использоваться в комплекте, для достижения оптимального результата. Для нашей спальной- терапевтической- системы (СТС) предлагается регулируемое кроватное основание Пад Флекс Ортолайн. Используется с ручной или моторизованной регулировкой, для удовлетворения всем требованиям, даже при ограниченном состоянии здоровья.

star-medico® Schlaf-Therapie-System (STS)

1. OrthoRelaxe pillow
"Air Active Silver Vital Plus"

2. Ergoflex Duvet Cover

3. "Bioactive"
silver reference

4. Upper bed
"ThermoActive Silver
Vital Plus"

5. Ergoflex core

6. Pad Flex
Ortholine frame

1. ОртоРелакс (ортопедическая-
релаксационная подушка)
КлимаАктив Silver Vital Plus*

2. матрасный чехол на
ядре матраса Эргофлекс

3. “Биоактивное”
серебряного цвета
покрытие ткани

4. Одеяло “КлимаАктив
Silver Vital Plus**”

5. ядро матраса
Эргофлекс

6. Пад Флекс Ортолайн-
регулируемое основание

Осцилляция (аккредитованный метод терапии)

Преимущества осцилляции

Наш ортопедический спальный коврик с колебанием (STS) может помочь при нескольких жалобах:

- Обеспечивает хорошее расслабление даже во время короткого сна,
- помогает инициировать сон и обеспечивает непрерывный сон,
- способствует положительному току лимфатической жидкости,
- уменьшает задержку воды в ногах,
- укрепляет ткани и помогает против целлюлита,
- стимулирует кровообращение,
- снимает боль в суставах,
- снимает боль в позвоночнике и радикулит,
- способствует притоку питательных веществ к межпозвоноквым дискам,
- способствует хорошему самочувствию,
- повышает концентрацию за счет лучшего расслабления.

Благодаря поразительному успеху терапии этот метод нашел свое применение в области здравоохранения и профилактики.

- Голодая и для снижения веса
- В очистительной терапии
- При общей регенерации
- В качестве релаксационной терапии
- При раскислении

Осцилляторная терапия направлена на поддержку самовосстановления всего организма и не имеет негативных побочных эффектов.

Oscillation (accredited therapy method)

Advantages of oscillation

Our orthopedic sleeping pad with oscillation (STS) can help with several complaints:

- It provides good relaxation, even during a short sleep,
- it helps to initiate sleep, and ensure uninterrupted sleep,
- it encourages the positive flow of lymphatic fluid,
- it reduces water retention in the legs,
- it firms-up tissue, and is helpful against cellulite,
- it stimulates circulation,
- it relieves joint pain,
- it relieves pain in the spine, and sciatica,
- it supports nutritional flow to the inter-vertebral discs,
- it promotes a sense of well-being,
- it increases concentration through better relaxation.

Due to the astounding success of the therapy, this method has found its way into the fields of health care and prevention.

- In fasting and as weight reduction
- In cleansing therapies
- In common regeneration
- As relaxation therapy
- In deacidification

Oscillation therapy is aimed at support the self-healing of the entire body, and has no negative side-effects.

колебания, (осцилляция) признанные лечебные процедуры

Преимущества колебаний

Возможные влияния оказывающие нашему организму спальной терапевтической-системой (СТС):

- облегчаются боли в спине
- обеспечивается хороший отдых, также и во время короткого сна
- способствует лучшему засыпанию
- положительно стимулирует поток лимфы
- уменьшает накопление жидкости в ногах
- подтягивает ткань при гидролипидодистрофии
- способствует циркуляции кровообращения
- облегчает боль в суставах
- облегчает боли в области позвоночника, при ишиасе
- оказывает поддерживающее действие питания межпозвонковых дисков
- обеспечивает хорошее самочувствие
- повышает концентрацию, благодаря лучшему отдыху

Между тем, на основании удивительных успехов, эта терапия считается прогрессом в области медико-санитарной помощи и профилактики. Специализированные клиники и специалисты используют на практике похожие терапевтические системы, которые в настоящее время применяются:

- при соблюдении поста и снижении веса
- выведение шлаков из организма
- при общей регенерации
- при релаксационной терапии
- при нейтрализации тела

Осцилляционная терапия действует на самовосстановление всего организма и считается свободной от побочных действий.

Infrarot-Tiefenwärme

Regeneration und Anti-Stress-Wirkung

Infrarotwärme kann die Blutzirkulation stimulieren und die Gefäße auch in nicht bestrahlten Körperbereichen erweitern. Dadurch sinkt der Blutdruck, das Herz-Kreislaufsystem wird trainiert, die Hirndurchblutung und die Gedächtnisleistung können verbessert werden.

Durch die verbesserte Durchblutung kann der Abbau von Stoffwechselprodukten begünstigt werden. Die Muskeln können sich entspannen und dadurch der Verspannungsschmerz gelindert werden.

Die Strahlungsenergie der Infrarotwärmestrahlung ist durch ihre Tiefenwirkung im Unterfettgewebe in der Lage, den nötigen Temperaturbereich ohne übermäßige Beanspruchung des Kreislaufes zu erreichen. Dabei kann das Fett sich allmählich verflüssigen und eine höhere Konzentration der ausgeschiedenen Stoffe erreicht werden.

- Spüren was hilft -
Infrarot Bauchmassagegürtel
& Infrarot Wärmekissen

(siehe Abbildung)

Infrared-Deep Heat

Regeneration and Anti-Stress-Action

Infrared heat stimulates blood circulation and expands blood vessels, even in non-radiated areas of the body. Blood pressure decreases, an cognition performance is improved. With blood flow, metabolic waste and acids are removed. The muscles become more relaxed, and tension pains are released.

The radiant energy of infrared heat allows your body temperature to increase without undue stress on circulation. Due to penetration of the subcutaneous tissue the necessary temperature can be reached. With an increase in body temperature, body fat is mobilized and toxins are expelled through the skin.

- Feel what helps -
Infrared abdominal massage belt
& Infrared heating pads

(see Figure)

Инфракрасное глубокопроникающее тепло

Регенерация и антистрессовый эффект

Инфракрасное тепло может помочь стимулировать кровообращение и расширять кровеносные сосуды даже в непрогретаемых участках. Улучшает кровяное давление, тренирует сердечно-сосудистую систему, улучшает мозговое кровообращение и эффект памяти.

С улучшением кровообращения выводятся обменные шлаки и кислоты из организма. Мышцы снова становятся мягкими и расслабляются, облегчается болезненная напряжённость мышц.

Энергия инфракрасного теплового излучения, благодаря её стереоскопическому эффекту в поджировой ткани, в состоянии достичь необходимый диапазон температуры без чрезмерной нагрузки на кровеносную систему. При этом постепенно достигается наиболее значительная концентрация выделяемых токсичных веществ.

- Чувствуешь что помогает -
Инфракрасный массажный пояс и
инфракрасная тепловая подушка

(см. рисунок)

star-medico® Profi Massageliege

mit Oszillation und
Infrarot-Tiefenwärme

Die regelmäßige Nutzung eines Infrarotwärmesystems mit Oszillationstherapie ist eine gute Möglichkeit, den Körper zu entgiften und zu entschlacken. Überschüssige Säure sowie Umweltgifte und Schwermetalle können über die Haut ausgeschieden werden. Die Hauptbestandteile des Schweißes, bei Nutzung der Infrarot-Tiefenwärme, sind neben dem Wasser auch Fett und Cholesterin mit erheblichen Schwermetallanteilen. Der Schweiß von Menschen, die Infrarot-Tiefenwärme nutzen, wurde analysiert. Hierbei war erkennbar, dass durch die Infrarot-Tiefenwärme die Schweißmenge verdoppelt und der Nichtwasseranteil zusätzlich verdreifacht wird. Dadurch kann das Entgiftungspotenzial ein 6-faches des Wirkungsgrades erreichen.

star-medico® professional Massage Bed

with oscillation and
Infrared-Deep Heat

The regular use of an infrared heat system with oscillation therapy is an excellent way to detoxify and purify the body. Excessive acids, as fat-soluble environmental poisons, and heavy metals are secreted through the skin. By the use of Infrared deep heat the main constituents of perspiration are water, fat and cholesterol, including substantial amounts of heavy metals. Thus it was discovered that by using the infrared deep heat the amount of perspiration is doubled. As in addition the waterless part is tripled, the detoxifying potential can be up to six times more effective.

star-medico® Профессиональная массажная кушетка

с осцилляцияй и
инфракрасным теплом

Регулярное использование инфракрасной системы тепла с осцилляционной терапией может являться хорошим способом детоксикации и вывода шлаков. Повышенная кислотность, жирорастворимые экологические токсины, а так же тяжелые металлы могут выводиться через кожу. Основные компоненты пота при использовании инфракрасного глубокого тепла, это жир и холестерин наряду с водой, а также значительная доля тяжелых металлов были найдены после использования инфракрасной системы. У людей использующих инфракрасную терапию обнаружили, что при применении инфракрасного глубокого тепла, масса пота удваивалась. Дополнительный вывод неводных компонентов утраивается, и потенциал детоксикации может достигать 6-кратной степени эффективности.

- Fernbedienung
- remote control
- дистанционное управление

Sagen Sie der Cellulite den Kampf an

Viele Menschen leiden darunter

Welche Auswirkungen haben Oszillationen auf Cellulite?

Oszillationstherapie kann positive Auswirkungen auf alle zellulären und molekularen Vorgänge der Cellulite haben. Diese verbessert den Blut- und Lymphfluss in allen Hautschichten, mindert Entzündungen und Ödeme. Der Prozess der Dellenbildung kann durch Oszillation unterbrochen werden und die Östrogensensitivität der Hautzellen herabsetzen. Sie sorgt für eine wirksame Behandlung der Cellulite bei betroffenen Personen.

Hautquerschnitt
mit Cellulite

Hautquerschnitt
ohne Cellulite

Take up the fight against Cellulite

Many people suffer from it

What are the effects of oscillations on cellulite?

Oscillation therapy has a positive impact on all of the cellular and molecular processes of cellulite. It improves the flow of blood and lymph on all skin layers, and reduces infection and edema. The technical term is interrupted and the estrogen sensitivity of the skin cells decreases. It is proved that oscillation therapy is an effective treatment to reduce cellulite: The perimeter of the thigh and gluteus shrinks, the elasticity of the skin increases, and fibrosis is reduced.

Skin cross section
with cellulite

Skin cross section
without cellulite

Целлюлит (гидролиподистрофия)

Много людей страдают от этого

Какое влияние оказывает осцилляция при целлюлите?

Осцилляционная терапия может оказывать положительное влияние на все подклеточные и молекулярные процессы развития целлюлита. Эта терапия улучшает циркуляцию крови и лимфы во всех слоях кожи и уменьшает воспаления и отеки. Может прерваться процесс образования (апельсиновой корки) и снижения эстрогена чувствительности клеток кожи. Обеспечивается эффективное лечение целлюлита у пострадавших лиц.

поперечный
разрез кожи
с целлюлитом

поперечный
разрез кожи
без целлюлита

Anwendung und Studien

Professor Dr. habil. Vladimir Nazarov gilt als Gründungsvater der Schwingungstherapie auf der Grundlage der BMS (Bio-Mechanische-Stimulation).

Deutschlandweit wird in mehreren Arztpraxen, Reha- und Gesundheitszentren mit der Methode der Oszillationstherapie bereits behandelt. Zahlreiche medizinische Studien belegen, dass bereits nach wenigen Wochen der Anwendung ein Großteil der Patienten eine erhebliche Linderung spürt bzw. schmerzfrei ist.

Studien* zur Wirksamkeit der Oszillationstherapie:

2007 Klinik am Haussee Feldberg
Chefarzt Dr. med. Bucka, Neurologie,
Chefarzt Dr. med. Reich, Orthopäde

2005 Institut für Sport und Sportwissenschaften an der Universität Karlsruhe (TH) Prof. Dr. Woll

2005 Europa Fachschule Fresenius
Prof. Dr. Felder

* Durchgeführt von der hhp GmbH

Implementation and studies

Professor Dr. habil. Vladimir Nazarov regarded as the founding father of the oscillation therapy based on BMS (biomechanical stimulation).

Throughout Germany many doctors' offices, rehabilitation, and health centers are already treating patients using the oscillation therapy method. Numerous studies prove that after a few weeks of use, a large number of patients notice considerable relief and are free of pain.

Studies* of supporting the effectiveness oscillation therapy:

2007 Clinic at the house lake Feldberg
Chief Physician Dr. Bucka MD,
Neurology, Chief Physician
Dr. Reich MD, orthopaedist

2005 Institute for Sport and Sports Science in the University of Karlsruhe (TH) Prof. Dr. Woll

2005 European College Fresenius
Prof. Dr. Felder

* Conducted by the hhp GmbH

Применения и исследования

Профессор, доктор медицинских наук, Владимир Назаров основоположник биорезонансной терапии на основе биомеханической мышечной стимуляции.

В Германии, во многих частных медицинских учреждениях, центрах реабилитации и оздоровительных центрах применяется метод осцилляционной терапии. Многочисленные медицинские исследования показали, что после нескольких недель применения большинство пациентов чувствуют значительное облегчение и зачастую даже полное исчезновение болей.

Образцовые исследования* осцилляционной терапии в следующих учреждениях:

2007- Клиника ам Хаусзее, Фельдберг
главный врач доктор мед. Бука, неврология
главный врач доктор мед. Райх, ортопед

2005- кафедра по спорту и спортивной науке при университете Карлсруэ (ВТУЗ)
профессор доктор Волл

2005- Европейское среднее специальное учебное заведение Фрезениус
Проф. Др. Фельдер

* Проводила hhp GmbH

Professor Dr. habil.
Vladimir Nazarov
(1936 - 2013)

(Bildquelle: TKGB)

KLINIK AM HAUSSEE
Zentrum für
Neurologie, Kardiologie, Orthopädie,
Psychoomatik & Medical-Wellness,
Mecklenburgische Seenplatte

Universität Karlsruhe (TH)
Forschungsuniversität gegründet 1825

„Gesünder schlafen -
gesünder leben“

“Healthier sleep -
healthier life”

„Здоровее спать -
здоровее жить”

Противопоказания

Осцилляционная терапия с Эргофлекс Комфорт противопоказана:

- лицам, имеющим постоянный кардиостимулятор, при остром тромбозе;
- лицам, после трансплантации органов, при наличии сепсиса (заражение крови);
- во время беременности (рекомендация: после беременности весьма желательно);
- при тяжелых кровотечениях (рекомендация: во время менструации применение терапии весьма желательно);

Функция программы осцилляционной терапии - (OP), кнопка 16

Нажмите кнопку (OP) для активации лечебных программ, которые могут помочь при ниже указанных заболеваниях.

OP1

Нажмите кнопку (OP) - 1 раз – при проблемах в шейной и грудной области позвоночника, для снятия мышечного напряжения и уплотнения мышц, при головной боли и при мигрени.

OP2

Нажмите кнопку (OP) - 2 раза – при отёчности, при скоплении жидкости в организме, для снижения веса, для активации лимфатической системы, для лечения гидролипидистрофии (целлюлит), при нарушении кровообращения.

OP3

OP3. Нажмите кнопку (OP) - 3 раза – при болях в области седалищного нерва, при проблемах в области поясничного отдела позвоночника, при люмбаго, при заболевании позвоночного столба и позвоночных дисков.

OP4

Нажмите кнопку (OP) - 4 раза – при артрите, остеоартрите, ревматических заболеваниях, при болях в суставах, остеопорозе, при стимулировании обмена веществ.

OP5

Нажмите кнопку (OP) - 5 раз – при тяжелых физических нагрузках, используется для регенерации мышечной боли, для вывода из организма продуктов обмена веществ

Функции программы оздоровительного массажа. кнопка 12

P 1

Нажмите на кнопку (P) - 1 раз – для глубокого расслабления и отдыха после физических напряжений;

P 2

Нажмите кнопку (P) - 2 раза – для удаления из организма продуктов обмена веществ, шлаков и токсических веществ;

P 3

Нажмите кнопку (P) – 3 раза – для расслабления мышц, при нарушении сна, для восстановления сил;

P 4

Нажмите на кнопку (P) - 4 раза – для энергетической и релаксационной программы. Оказывает поддерживающее воздействие на работоспособность, поддерживает общий процесс регенерации и хорошего самочувствия, очень хорошо стимулирует работу лимфоцитов.

P 5

Нажмите кнопку (P) - 5 раз – при депрессивных симптомах, общего недомогания, болезненного напряжения.


Функция источника тепла. Кнопка 13

Нажмите кнопку источника тепла (W) в положение ВКЛ. - или ВЫКЛ. (включить или выключить). Это может обеспечить дополнительное облегчение при болях в спине и напряжённости мышц. Трёхступенчатый температурный режим регулируется посредством многократного нажима. В качестве альтернативы возможно посредством переключения сюда, отдельно продаваемого пояса, переключиться. **Внимание!** Здесь применяется только пояс или только матрас.

пример настройки



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



- 1 Приёмочный светодиодный индикатор
- 2 LC-Display (ЖК-дисплей)
- 3 «Массаж» вкл. / выкл.
- 4 5 Массажная модуль «верхняя часть спины» включить / увеличение интенсивности (5) снижение интенсивности / выключить
- 6 7 Массажная модуль «нижняя часть спины» (6) включить / увеличение интенсивности (7) снижение интенсивности / выключить
- 8 9 Массажная модуль область таза и бёдер (8) включить / увеличение интенсивности (9) снижение интенсивности / выключить
- 10 11 Массажная модуль «нижняя часть ног. ступни» (10) включить / увеличение интенсивности (11) снижение интенсивности / выключить
- 12 Оздоровительно – массажные программы 5 различных программ
- 13 Тепловой источник. Трёхступенчатый температурный режим регулируется многократным нажатием
- 14 15 Уровень скорости оздоровительного массажа (14) скорость увеличить (15) скорость снизить
- 16 Осцилляционные программы 5 лечебных программ
- 17 Источник света вкл. / выкл.
- 18 Таймер « - « устанавливает продолжительность массажа на 15 минут (базовая настройка)
- 20 Таймер « + « устанавливает продолжительность массажа на 30 минут

Кнопки для программируемых функций:

- 18 Кнопка – MENU (Menu) запуск режима программирования
- 19 Кнопка « - « меняет показатель вниз
- 20 Кнопка « + « меняет показатель вверх
- 21 Кнопка PROG (ПРОГРАММА) переходит на следующий регулируемый показатель или завершает режим программирования

Made in Germany

Riga: +37126371637
www.starmedico.lv

МЫ ОБЪЕДИНЯЕМ ЗДОРОВЫЙ СОН С ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ МАССАЖЕМ*****

Продукция классифицируется по германскому промышленному стандарту надёжности электрических приборов для домашнего употребления EN 60335-1. Применение предписанных стандартов гарантирует соблюдение директивы ЕС по низковольтному оборудованию и электромагнитную совместимость приборов. Соблюдение этих стандартов подтверждено маркировкой «СЕ». Кроме того, наша продукция подвергается регулярному контролю. До сих пор никаких отрицательных взаимодействий с медикаментами не наблюдалось.

Программируемые функции

Нижеследующие функции могут быть запрограммированы:

- Время
- Сигнализация (звуковой сигнал)



Для программирования используются только наверху отобразённые кнопки

Настройка времени



- Нажмите кнопку **MENU** (меню). На LC-Display (ЖК-дисплей) внизу слева мигает символ «часы»



- Нажмите кнопку **PROG** (программа). На LC-Display (ЖК-дисплей) мигают символ «часы» и цифры часового табло.
- нажимая на часовом табло кнопки **+** и **-** настраивайте желаемое время.



- Нажмите кнопку **PROG** (программа). На LC-Display (ЖК-дисплей) мигают символ «часы» и цифры минутного табло
- нажимая на минутном табло кнопки **+** и **-** настраивайте желаемое время.



- Нажмите кнопку **PROG** (программа)

Данные фиксируются и на дисплее высвечивается установленное время, символ «часы» исчезает.

Отключение сигнализации



- Нажмите кнопку **MENU** (меню) и потом **1 раз** кнопку **+**.
- На дисплее по середине слева мигает символ «массаж»




- Нажмите кнопку **PROG** (программа)
- на дисплее высвечивается **ON** (звуковой сигнал включён). Выключите сигнализацию кнопкой **OFF** (звуковой сигнал выключен).



- Нажмите кнопку **PROG** (программа). Данные фиксируются и на дисплее опять высвечивается текущее время, символ «массаж» исчезает.

Программировать звуковой сигнал (датчик времени)



- Нажмите кнопку **MENU** (меню) и потом **1 раз** кнопку **+**. На дисплее мигает символ «массаж».




- Нажмите кнопку **PROG** (программа) На дисплее мигает символ «массаж», сообщение OFF (звуковой сигнал выключен) и цифры массажного датчика времени.




- Включите звуковую функцию кнопкой **+** на ON (звуковой сигнал включён).
- Нажмите кнопку **PROG** (программа). На дисплее мигает символ «массаж» и массажные программы на выбор.



- Воспользуйтесь кнопками **+** и **-** для установки предпочитаемой Вами массажной программы (User 1, Wave1, Wave 2, Wave 3, Puls1, Puls 2 или Puls 3).



- Нажмите кнопку **PROG** (программа). На дисплее мигают символ «массаж» и цифры часового табло.
- нажимая на часовом табло кнопки **+** и **-** настраивайте желаемое время.



- Нажмите кнопку **PROG** (программа). На дисплее мигают символ «массаж» и цифры минутного табло.
- нажимая на минутном табло кнопки **+** и **-** настраивайте желаемое время.



- Нажмите кнопку **PROG** (программа). Данные фиксируются и на дисплее высвечивается текущее время, время звукового сигнала и символ «массаж».

Когда запрограммированное время звукового сигнала подойдёт, включается заданная Вами массажная программа. Программа длится 8 минут, затем она автоматически отключается. Во время массажной программы на дисплее высвечивается символ «массаж». Массажный процесс можно приостановить кнопкой **17**. Примерно через 5 минут массажная программа вновь включается (Snooze-Funktion). Чтобы полностью отключить звуковую функцию, нажмите кнопку **19**. Звуковая функция активируется на следующий день в заданное время.

Следуйте за нами: „starmedico“



Contraindications

Oscillation therapy with Ergoflex Comfort is contraindicated to:

- persons with a permanent pacemaker, with acute thrombosis;
- persons after organ transplantation, in the presence of sepsis (blood poisoning);
- during pregnancy (recommendation: highly recommended after pregnancy);
- in severe bleeding (recommendation: during menstruation, the use of therapy is highly desirable);

Oscillation therapy program function - (OP) button 16

Press the (OP) button to activate treatment programs that can help with the following diseases.

OP1 Press the button (OP) – 1 time - for problems in the cervical and thoracic region of the spine, to relieve muscle tension and muscle tightness, in case of headaches and migraines.

OP2 Press the button (OP) – 2 times - in case of edema, fluid accumulation in the body, in order to reduce weight, to activate the lymphatic system, to treat hydroliipodystrophy (cellulite), in case of circulatory disorders.

OP3 Press the button (OP) - 3 times - for pain in the sciatic nerve, for problems in the lumbar spine, in case of lumbago, or diseases of the spinal column and spinal discs.

OP4 Press the button (OP) - 4 times - in case of arthritis, osteoarthritis, rheumatic diseases, joint pain, or osteoporosis; for metabolism stimulation.

OP5 Press the button (OP) - 5 times - during heavy physical exertion. You can use it for regenerating muscle pain, and for removing metabolic products from the body.

Functions of the health massage program. Button 12

P1 Press the button (P) - 1 time - for deep relaxation after physical stress;

P2 Press the button (P) - 2 times - to remove metabolic products, toxins, and toxic substances from the body;

P3 Press the button (P) - 3 times - to relax the muscles, in case of sleep disturbance, to restore strength;

P4 Press the button (P) - 4 times - for the energy and relaxation program. It has a supportive effect on performance, supports the overall process of regeneration and well-being, and stimulates the work of lymphatics very well.

P5 Press the button (P) - 5 times - for depressive symptoms, general malaise, or painful tension.


Heat source function. Button 13

Press the heat source button (W) to the ON position - or OFF (enable or disable). It provides additional relief from back pain and muscle tension. You can regulate the three-stage temperature mode by repeated pressing. Alternatively, switching using a separately sold belt is possible. Attention! Here only a belt or only a mattress is used. **Attention!** You can use only a belt or mattress.

Setup example



INSTRUCTION FOR EXPLOITATION



- 1 Inspection LED indicator
- 2 LC-Display (LCD display)
- 3 "Massage" incl. / off
- 4 5 Massage module "upper back" (5) enable / increase intensity / intensity decrease / turn off
- 6 7 Massage module "lower back" (6) turn on/intensity (7) intensity decrease / turn off
- 8 9 Massage module for pelvis and thighs (8) turn on / increase intensity (9) intensity decrease / turn off
- 10 11 Massage module "lower legs. Feet" (10) turn on / increase intensity (11) intensity decrease / turn off
- 12 Wellness and massage programs 5 different programs
- 13 Thermal source. Three-stage temperature mode adjustable by repeated pressing
- 14 15 Wellness massage speed level (14) speed increase (15) speed reduce
- 16 Oscillating programs - 5 treatment programs
- 17 Light source on/off Timer "-"
- 19 sets the massage duration to 15 minutes (basic setting)
- 20 Timer "+" sets the duration of the massage to 30 minutes

Buttons for programmable functions:

- 18 Button - MENU (Menu) start programming mode
- 19 Button "-" changes the indicator down
- 20 Button "+" changes the indicator up
- 21 The PROG button advances to the next set-point or exits the programming mode

Made in Germany 

Riga: +37126371637
www.starmedico.lv

WE COMBINE HEALTHY SLEEP WITH THERAPEUTIC MASSAGE*****

Products are classified according to the German industrial standard for the reliability of electrical appliances for household use EN 60335-1. The use of prescribed standards guarantees compliance with the EC Low Voltage Directive and the electromagnetic compatibility of the devices. CE marking confirms the compliance with these standards. In addition, our products are subject to the regular controls. So far, no negative drug interactions have been observed.

Programmable Features

The following functions can be programmed:

- Time
- Alarm (beep)

For programming, only the buttons displayed at the top are used.




Time setting



- Press the **MENU** button. On the LC-Display (LCD) - the symbol "clock" flashes at the bottom left



- Press the **PROG** (program) button. On the LC-Display (LCD), the symbol "hours" and the numbers of the hour display flash.
- by pressing the + and – buttons on the time display set the desired time.



- Press the **PROG** (program) button. On the LC-Display (LCD), the symbol "hours" and the numbers of the minute display flash
- by pressing the + and – buttons on the minute board set the desired time.



- Press the **PROG** (program) button
- The data is fixed, and the set time is shown on the display, the "clock" symbol disappears.

Disabling the alarm



- Press the **MENU** button and then the + button 1 time.
- The symbol "message" flashes in the middle left of the display



- Press the **PROG** (program) button
- the display shows **ON** (beep is on). Turn off the alarm with the **OFF** button (the sound signal turns off).



- Press the **PROG** (program) button. The data is fixed, and the display again shows the current time, the "message" symbol disappears.

Find us: „starmedico“



Program the sound signal (timer)



- Press the **MENU** button and then the + button 1x. The "message" symbol flashes on the display.



- Press the **PROG** (program) button
- The message symbol flashes on the display, the message **OFF** (beep off) and digits of the message time sensor.



- Turn the sound function on with the + button to **ON** (beep on).



- Press the **PROG** (program) button. The symbol flashes on the display "message" and message programs to choose from.




- Use the + and - buttons to set your preferred message program (User 1, Wave1, Wave 2, Wave 3, Pulse1, Pulse 2, or Pulse 3).




- Press the **PROG** (program) button.
- The "message" symbol and the hour display flash on the display.



- by pressing the + and – buttons on the time display, set the desired time.



- Press the **PROG** (program) button. The symbol flashes on the display. "message" and numbers of the minute board.
- by pressing the + and – buttons on the minute board, set the desired time.



- Press the **PROG** (program) button. Data is captured, and the display shows the current time, the time of the sound signal and the symbol "message".

When the programmed time of a sound signal approaches, the message program set by you joins. The program lasts 8 minutes, then it automatically turns off. During the message program, the symbol appears on the display "message". The message process can be paused with the button **17**. After about 5 minutes, the message program is switched on again (Snooze-Function). To turn off the sound function completely, press the button **3**. The sound function is activated the next day at the set time.

Geprüfte Qualität

„Vertrauen ist gut - Kontrolle ist besser!“

Gemeinsam mit Experten, Fachleuten, Ärzten, Therapeuten, Schlafforschern und unseren Lieferanten arbeiten wir Hand in Hand stetig an der Weiterentwicklung und Optimierung unserer Produkte.

Unsere Produkte werden für Sie nach den Normen von TÜV SÜD, CE 1014, Textiles Vertrauen, TÜV Rheinland usw. produziert. (siehe unten)

Bei normaler Beanspruchung, Anwendung und Beachtung der Pflegehinweise erhalten Sie bis zu 5 Jahre Vertrauensgarantie.

Qualität: Made by Star Naturwollprodukte und mehr...[®]e.K.

Quality Control

“Confidence is good – Control is better!”

We collaborate with a variety of experts including professionals, doctors, therapists, sleep researchers and our suppliers. With their collaboration we continually develop and optimize our products.

Our products are produced according to the standards of TÜV SÜD, CE 1014, Textiles Vertrauen, TÜV Rheinland etc. (see below)

Under normal use, application, and by following the care instructions, you will receive a warranty lasting up to 5 years.

Quality: Made by Star Naturwollprodukte und mehr...[®]e.K.

Проверенное качество

“Доверие хорошо - контроль лучше!”

Вместе с экспертами, специалистами, врачами, терапевтами и исследователями сна, мы работаем рука об руку с нашими фирмами-производителями над систематическим совершенствованием и оптимизацией наших продуктов.

Наша продукция производится для Вас в соответствии со стандартами компании ТЮФ ЗЮД, CE 1014, текстилес фертрауен, ТЮФ Рейнланд и т.д. (смотри ниже).

При нормальной нагрузке использования и соблюдении инструкции по уходу, вы получаете доверенную гарантию до пяти лет.

Качество: Made by Star Naturwollprodukte und mehr...[®]e.K.



star
Ihrer Gesu

Star-medico representative in the Baltics

Jurij Zubov

Doctor of natural medicine and massage.

Medical nutritionist. BMS (biomechanical muscle stimulation) therapist.

Riga, Latvia.

Представитель Star-medico в Прибалтике

Юрис Зубов

Доктор натуральной медицины и массажа.

Медик-нутрициолог. БМС (биомеханической стимуляции мышц) терапевт.

Рига, Латвия.

www.starmedico.lv